

ENDLICH SCHUHEINLAGEN DIE WIRKEN.



MODEL LIFE

DIE UNIVERSELLE SPORTLICHE EINLAGE



**SPORTSCHUHE, SNEAKERS, SCHUHE
MIT NORMALEM ODER GERINGEM
VOLUMEN**

- » Hoher Tragekomfort mit sehr guter Unterstützung
- » Fersendämpfung, Unterstützung und Stabilität bei aktiver Bewegung
- » Empfohlen bei Fersensporn, Vorfußproblemen,...



**GUTE FERSENDÄMPFUNG
UND BEQUEM IM VORFUSS**



**FEUCHTIGKEITSAUFNEHMEND
& SCHNELLTROCKNEND**






ATMUNGSAKTIV



WASCHBAR (HANDWÄSCHE)

ENDLICH SCHUHEINLAGEN DIE WIRKEN.

GRÖSSENTABELLE

	J	A	B	C	D	E	F	G
GRÖSSE EINLAGEN	31-33	34-36	36-38	38-39	39-41	42-44	45-47	48-50
FERSENBREITE	schmal-mittel		mittel		mittel-breit			
FERSENPRÄGUNG	leicht-mittel		mittel		schalig			
								

JURTI
medical
AUSTRIA

TECHNISCHE DATEN (AUSGEHEND GRÖSSE D)

Fersenbreite / Höhe : ~ 7,5 cm / ~ 6 mm

Ballenweite / Stärke : ~ 9,5 cm / ~ 4 mm

Unterteil: Thermoplastischer Kunststoff (PP) mit Glasfaser verstärkt

Oberteil: EVA mit Mikrofaserbezug & Vorfußversteifung



PFLEGETIPPS

Die Mikrofaserbezüge können mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste gereinigt werden. Wir empfehlen die Verwendung von lauwarmen Wasser mit milder Seife oder einem Schuss Apfelessig. Keinesfalls die Einlagen in der Waschmaschine waschen oder in einer Seifenlauge aufweichen. Die gereinigte Einlage langsam trocknen lassen und keinen starken Wärmequellen (z.B. Heizung) aussetzen.