

# ENDLICH SCHUHEINLAGEN DIE WIRKEN.



MODEL  
**PREMIUM  
 GREEN**  
 DIE KOMFORTABLE BREITE EINLAGE



**SCHUHE MIT GROSSEM VOLUMEN,  
FESTE SCHUHE,...**

- » Sehr stabil bei stehenden Tätigkeiten
- » Maximale Fersendämpfung und bequem im Vorfuß
- » Geeignet bei Diabetes, Metatarsalgie, starke Knick-Senkfüße,...



**GUTE FERSENDÄMPFUNG  
UND BEQUEM IM VORFUSS**



**FEUCHTIGKEITSAUFNEHMEND  
Ë SCHNELLTROCKNEND**



**ATMUNGSAKTIV**





**WASCHBAR (HANDWÄSCHE)**

# ENDLICH SCHUHEINLAGEN DIE WIRKEN.



## GRÖSSENTABELLE

	J	A	B	C	D	E	F	G	H
GRÖSSE EINLAGEN	31-33	34-36	36-38	<b>38-39</b>	39-41	42-44	45-47	48-50	50-52
FERSENBREITE	schmal-mittel		mittel		mittel-breit				
FERSENPRÄGUNG	leicht-mittel		mittel		schalig				
									

**JURTiN**  
medical  
AUSTRIA

## TECHNISCHE DATEN (AUSGEHEND GRÖSSE D)

Fersenbreite / Höhe : ~ 8 cm / ~ 7,5 mm  
 Ballenweite / Stärke : ~ 10 cm / ~ 4,2 mm  
 Unterteil: Thermoplastischer Kunststoff (PP)  
 Oberteil: EVA mit Mikrofaserbezug & Vorfußversteifung



### PFLEGETIPPS

Die Mikrofaserbezüge können mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste gereinigt werden. Wir empfehlen die Verwendung von lauwarmen Wasser mit milder Seife oder einem Schuss Apfelessig. Keinesfalls die Einlagen in der Waschmaschine waschen oder in einer Seifenlauge aufweichen. Die gereinigte Einlage langsam trocknen lassen und keinen starken Wärmequellen (z.B. Heizung) aussetzen.